

## Pointe Papier

Pure pulpe de Papier - *pure paper pulp*  
Absence de substance chimique - *free from chemicals agents*  
Hyper Absorbante - *hyper-absorbent*  
Ferme et flexible, même mouillée - *firm and flexible even when wet*  
Stérile - *gamma sterilized*



## Pointe gutta

Parfaitement malléable - *completely pliable*  
Ferme et flexible - *firm and flexible*  
Radio opaque - *radiopaque*  
Compatibilité tissulaire optimale - *optimal tissue compatible*



	Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Noir	Gris	Assortiment	
Taille codifiée couleur ISO / ISO color-coded by size									
	15	20 / F1	25 / F2	30 / F3	35	40	45	15 > 45	45 > 80
<b>COLOR END</b>	Pointe endodontique, pour une identification facile (couleurs ISO), contrôle de fabrication rigoureux à 0,01mm, L: 28mm <i>Endodontic Points, Iso color coded by size, Manufactured according to rigorous - 0,01mm, L: 28mm</i>								
Pointe Papier 2%	Boîte de 200 pièces (Stérile), Carton de 12 boîtes <i>200 pieces per box, 12 boxes per carton</i>							<b>STERILE</b>	Boîte de 120 pièces Carton de 12 boîtes
	SB-PPTCO015	SB-PPTCO020	SB-PPTCO025	SB-PPTCO030	SB-PPTCO035	SB-PPTCO040		SB-PPTCOASP	SB-PPTCOASG
Pointe Gutta 2%	Boîte de 120 pièces, Carton de 12 boîtes <i>120 pieces per box, 12 boxes per carton</i>								
	SB-PGTCO015	SB-PGTCO020	SB-PGTCO025	SB-PGTCO030	SB-PGTCO035	SB-PGTCO040		SB-PGTCOASP	SB-PGTCOASG
<b>ISO TAPER</b>	Pointe endodontique, pour une identification facile, contrôle de fabrication rigoureux à 0,01mm, L: 28mm, adaptés aux instruments à conicité de 4 à 6% <i>Endodontic points, Iso color coded by size, Manufactured according to rigorous - 0,01mm, L: 28mm, Ideal for 4% or 6% tapered instrument</i>								
Pointe Papier	Boîte de 120 pièces (Stérile), Carton de 12 boîtes <i>120 pieces per box, 12 boxes per carton</i>							<b>STERILE</b>	
Pointe papier 4%		SB-PP4TP020	SB-PP4TP025	SB-PP4TP030	SB-PP4TP035	SB-PP4TP040	SB-PP4TP045	SB-PP4TP0ASS	
Pointe papier 6%		SB-PP6TP020	SB-PP6TP025	SB-PP6TP030	SB-PP6TP035	SB-PP6TP040	SB-PP6TP045	SB-PP6TP0ASS	
Pointe Gutta	Boîte de 60 pièces, Carton de 12 boîtes <i>60 pieces per box, 12 boxes per carton</i>								
Pointe Gutta 4%		SB-PG4TP020	SB-PG4TP025	SB-PG4TP030	SB-PG4TP035	SB-PG4TP040	SB-PG4TP045	SB-PG4TP0ASS	
Pointe Gutta 6%		SB-PG6TP020	SB-PG6TP025	SB-PG6TP030	SB-PG6TP035	SB-PG6TP040	SB-PG6TP045	SB-PG6TP0ASS	
<b>VARIO TAPER</b>	Pointe endodontique à conicité variable, contrôle de fabrication rigoureux à 0,01mm, L : 28mm, Adaptés aux instruments à conicité variable <i>Endodontic points with variable taper, Manufactured according to rigorous - 0,01mm, L: 28mm, Ideal for variable taper instruments</i>								
Pointe Papier	Boîte de 100 pièces (Stérile), Carton de 12 boîtes <i>100 pieces per box, 12 boxes per carton</i>							<b>STERILE</b>	
		SB-PPVTF1	SB-PPVTF2	SB-PPVTF3				SB-PPVTASS	
Pointe Gutta	Boîte de 60 pièces, Carton de 12 boîtes <i>60 pieces per box, 12 boxes per carton</i>								
		SB-PGVTF1	SB-PGVTF2	SB-PGVTF3				SB-PGVTASS	