

# **Ai Motor**



## **Contre-angle rotatif avec mouvement vertical alternatif de Woodpecker !**

**T-Mode pré-programmé pour le passage des butées en souplesse, créé par le Dr Yoshi Terauchi. Progression lente dans le canal à 90° jusqu'au passage de butée, puis d'une simple pression sur le bouton principal, passage en mode de mise en forme.**

**Le contre-angle rotatif à mouvement vertical ( 0.5 mm) alternatif facilite la progression de la lime dans le canal, et permet le passage des butées avec souplesse, en douceur !**

### **Caractéristiques :**

- Localisateur d'apex intégré ultra précis
- Option d'arrêt automatique et rotation inversée
- Rotation de 100 jusqu'à 2.500 tours/minute
- Couple : 0.4-5.0 Ncm
- Affichage en temps réel de la progression de lime au niveau de l'apex
- 10 programmes libres à paramétrer selon vos séquences
- Rotation continue ou réciprocité, réglable par palier de 10° Angles de coupe allant de 20 à 340°
- Tête miniature (9.6mm de hauteur), pivotant à 360°

## TÊTE DE CONTRE ANGLE MINIATURE

- Une préparation plus aisée des dents postérieures avec un champ d'action chirurgical plus clair et plus large
- 8.0 mm : diamètre
- 9.7 mm : hauteur
- rotation du contre-angle à 360°

## MOTEUR BRUSHLESS

- Ce moteur de dernière génération est BRUSHLESS, ce qui donne plus de puissance et de stabilité, tout en rallongeant sa durée de vie !

## CONTENU :

1 Ai-Motor avec son contre angle vertical

1 câble pour localisateur d'apex

2 crochets labiaux

4 crochets noirs + 2 fourches noires pour limes

