

# WOODPECKER DTE - Endo Free - Moteur Endo



L'**Endofree** est l'un des moteurs les plus légers du marché.

Il présente une micro-tête qui permet de conserver une visibilité parfaite en toutes circonstances.

L'**Endofree** présente :

- Le mouvement de rotation continue avec un maximum de 800 trs/mn
- Tous les mouvements de réciprocité avec une possibilité de régler les angles dans les deux sens, sans limite
- La possibilité de régler la vitesse pour les mouvements de rotation continue.

Le moteur se recharge avec un câble USB-C et en se replaçant sur son socle.

**Le coffret Endofree comprend :**

- 1 moteur
- 1 tête de contre angle
- 1 câble de recharge
- 1 socle

Ce moteur n'est pas équipé de localisateur d'apex intégré. Il peut donc être complété par l'un de nos localisateurs suivants :

- **Le Localisateur AI pex**
- **Le localisateur Minipex.**

**Caractéristiques techniques :**

- Couple : 0.4-4.0 Ncm
- Vitesse : 100rpm - 1500 rpm
- Mode de charge : chargement avec fil
- Capacité de la batterie : 1000 mAh
- 4 modes : rotation continue sens horaire, rotation continue sens anti-horaire, réciprocité, ATR
- Contre-angle micro-tête : diamètre 8mm, hauteur de la tête 9,7mm

- Rotation du contre-angle à 360°
- Sans fil
- Léger (106,8gr moteur + contre-angle)
- Centre de gravité étudié pour une prise en main ergonomique
- Rotation réglable par palier de 10°, de 20° à 340